

Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED.

#### Технические характеристики

артикул	размер линзы	увеличение		
15112	Ø 60 мм	12,0 дптр / 3.0x	49 мм	250 мм
15113	75 x 50 мм	10,0 дптр / 3.5x	50 мм	250 мм
15114	75 x 50 мм	16,0 дптр / 4.0x	44 мм	180 мм
151141	Ø 60 мм	16,0 дптр / 4.0x	44 мм	150 мм
15115	Ø 58 мм	20,0 дптр / 5.0x	36 мм	140 мм
15116	Ø 58 мм	24,0 дптр / 6.0x	31 мм	100 мм
15117	Ø 35 мм	28,0 дптр / 7.0x	29 мм	60 мм
151110	Ø 35 мм	38,0 дптр / 10.0x	20 мм	40 мм
151112	Ø 35 мм	50,0 дптр / 12.5x	15 мм	40 мм

Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение.

#### Инструкции по технике безопасности

- ✓ Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
- ✓ Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить!
- ✓ Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008.
- ✓ Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протекшими элементами.
- ✓ Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- ✓ Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги!
- ✓ Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

#### Ввод в эксплуатацию устройства

Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (AA/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки.

1. Для этого откройте крышку батарейного отсека (2).
2. Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

#### Использование mobilux® LED

Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения.

1. Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить.
2. Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED.
3. Включите светодиод, сдвинув переключатель (3) в направлении объектива (4). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (1) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке.
4. После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (3) в направлении от объектива (4).

**Примечание:** Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства».

Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (1, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке.

Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом.

Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен).

Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED.

#### Технические характеристики

артикул	размер линзы	увеличение		
15112	Ø 60 мм	12,0 дптр / 3.0x	49 мм	250 мм
15113	75 x 50 мм	10,0 дптр / 3.5x	50 мм	250 мм
15114	75 x 50 мм	16,0 дптр / 4.0x	44 мм	180 мм
151141	Ø 60 мм	16,0 дптр / 4.0x	44 мм	150 мм
15115	Ø 58 мм	20,0 дптр / 5.0x	36 мм	140 мм
15116	Ø 58 мм	24,0 дптр / 6.0x	31 мм	100 мм
15117	Ø 35 мм	28,0 дптр / 7.0x	29 мм	60 мм
151110	Ø 35 мм	38,0 дптр / 10.0x	20 мм	40 мм
151112	Ø 35 мм	50,0 дптр / 12.5x	15 мм	40 мм

Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение.

#### Инструкции по технике безопасности

- ✓ Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
- ✓ Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить!
- ✓ Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008.
- ✓ Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протекшими элементами.
- ✓ Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- ✓ Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги!
- ✓ Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

#### Ввод в эксплуатацию устройства

Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (AA/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки.

4. Для этого откройте крышку батарейного отсека (2).
5. Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать.
6. Закройте крышку батарейного отсека.

#### Использование mobilux® LED

Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения.

5. Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить.
6. Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED.
7. Включите светодиод, сдвинув переключатель (3) в направлении объектива (4). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (1) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке.
8. После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (3) в направлении от объектива (4).

**Примечание:** Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства».

Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (1, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке.

Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом.

Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен).