

8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская – Кушетка-стол массажная складная арт. КСМ-С1 № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 9452-001-18732063-2016 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

_____ дата производства

Производитель:
ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, дом 29, стр.2
Тел.: 8 (495) 995-995-9
www.med-engineering.ru



МедИнжиниринг

ПАСПОРТ Мебель медицинская Кушетка-стол массажная складная КСМ-С1



Арт. КСМ-С1

Мебель медицинская
Кушетка-стол массажная складная арт. КСМ-С1

1. Назначение

Мебель медицинская – кушетка-стол массажная складная КСМ-С1 (далее – кушетка) предназначена для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Кушетка используется для проведения массажных процедур.

2. Описание

- 2.1 Кушетка изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 9452-001-18732063-2016 и имеет РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017.
- 2.2 Каркас кушетки изготовлен из тонкостенных стальных профильных труб с нанесением защитного антикоррозионного полимерного порошкового покрытия.
- 2.3 Мягкие элементы выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона, обтянуты искусственной кожей. В подголовнике имеется отверстие для лица.
- 2.4 Подголовник имеет ступенчатую регулировку угла наклона «Multiflex».
- 2.5 Кушетка поставляется в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1 Размер кушетки в рабочем состоянии:
- Высота— 750 мм
 - Длина — 1840 мм
 - Ширина — 620 мм
- 3.2 Размер кушетки в собранном состоянии (толщина, ширина, глубина):
- Толщина— 120 мм
 - Длина — 920 мм
 - Ширина — 600 мм
- 3.3 Угол наклона подголовника: от 0° до 40°
- 3.4 Допустимая равномерно распределённая нагрузка
- на ложе не более 160 кг
 - на подголовник не более 16 кг
- 3.5 Масса изделия не более 26 кг.
- 3.6 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
- 3.7 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

4. Комплектность

- В комплект поставки входит:
- стол складной - 1 шт.
 - подушка - заглушка отверстия – 1шт.
 - паспорт – 1 шт.
 - гарантийный талон – 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности.

- 5.1 Использовать кушетку только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.
- 5.2 Очистку поверхности кушетки следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.
- 5.3 Кушетка не предназначена для эксплуатации вне помещения.
- 5.4 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6. Хранение и транспортировка

- 6.1 Транспортировка кушетки осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
- упаковка с кушеткой не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°С до +40°С.
- 6.2 Кушетка может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +40°С.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
- 7.2. На механические повреждения мягких элементов изделий, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ), данная гарантия не распространяется.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.
- 7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.
- 7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская д.29 стр. 2, 4 этаж, тел. (495) 642-86-62, 988-76-60, E-mail: service@med-engineering.ru