

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию

ООО «Горское»

Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск,
ул. 200 лет города, д.2,
Тел: (495) 223-26-52

Мебель медицинская смотровая ММС-«Горское»

ТУ 9452-004-49894635-2010

Зав. № _____

Паспорт

Банкетка со спинкой БМС- «Горское»



Назначение изделия:

Банкетка со спинкой БМС- «Горское» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

Технические характеристики:

Конструкция банкетки со спинкой БМС- «Горское» изготовлена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сидение и спинка), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей светло-серого цвета.

Габаритные размеры, мм:

Длина 1500
Ширина 400
Высота 830

Масса, кг - 17

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1550x420x100

Масса (с упаковкой), кг - 19

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. – 0,07

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка банкетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

2. Банкетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-предотвращение попадания осадков;

-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойки боковые	2
2	Штанга сидения (см. обр. сторону сидения)	2
3	Штанга спинки (см. обр. сторону спинки)	1
4	Связь нижняя продольная	1
5	Спинка	1
6	Сидение	1
7	Болт М 10x35	6
8	Болт М 8x35	2
9	Шуруп 4,2x32	12
10	Паспорт изделия	1

Инструкция по сборке

1. Соединить боковые стойки со штангами сидения при помощи болтов М10x35 (4 шт)мм в резьбовые соединения.
2. Соединить штангу спинки с боковыми стойками при помощи болтов М10x35 (2 шт) мм в резьбовые соединения.
3. Соединить продольную связь под сидением с поперечными связями на ножках болтом М8x35 (2 шт) в резьбовые соединения
4. Закрепить спинку и сидение к металлокаркасу при помощи шурупов 4,2x32мм (8 шт)