

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	800	600	22	1
2	Боковая стенка(средняя и правая) в сборе	815	570	30	2
3	Боковая стенка(левая) в сборе	815	570	30	1
4	Полка ЛДСП	354	524	16	1
5	Дверки ЛДСП	336	631	16	1
6	Дно ЛДСП	354	524	16	1
7	Задняя стенка ЛДСП	651	352	8	2
8	Фасад ящика	336	209	16	3
9	Бок ящика	450	179	16	6
10	Фасадная и задняя стенка ящика	278	179	16	6
11	Дно ящика	292	432	3,2	3
12	Прогон СП11	340			4
13	Прогон СП12	340			4

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	6
2	Полкодержатель	4
3	Уголок крепления столешницы	6
4	Саморез с пресшайбой 4x19	12
5	Петля четырехшарнирная	2
6	Проставка под петлю	2
7	Ручка 96 мм	4
8	Винт М4х20	2
9	ВинтМ4х40	6
10	Роликовые направляющие	3
11	Саморезы потай 4x16	22
12	Саморезы потай 4x20	10
13	Саморез потай 3x20	1
14	Саморез потай 4x35	24
15	Ограничитель двери	1
16	Ключ шестигранный	1
17		

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол-тумба СТЛК-Л-05



Назначение изделия:

Стол-тумба СТЛК-Л-05 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 800 Глубина

600 Высота 850

Масса, не более 47кг

Стол-тумба лабораторный:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

- Задние стенки ЛДСП 8 мм светло-серого цвета

- Боковые стенки ЛДСП 16 мм светло-серого цвета

Тумба состоит из двух отсеков: 1 с дверкой и полкой, 2-ой с 3 выдвижными ящиками.

Фасады – ЛДСП 16 мм зеленого цвета, кромка ПВХ 2мм Дно,

полка - ЛДСП 16 мм светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм

Столешница – ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2мм.

Регулируемые опоры для ножек.

Поставляется в разобранном виде

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм:1005x655x181

Вес: 48 кг

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб.- 0,12

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.