

### Комплектовочная ведомость

| № поз | Деталь                 | Размер детали |        |         | Количество в изделии |
|-------|------------------------|---------------|--------|---------|----------------------|
|       |                        | Длина         | Ширина | Толщина |                      |
| 1     | Столешница             | 600           | 600    | 28      | 1                    |
| 2     | Боковые стенки в сборе | 550           | 792    | 30      | 2                    |
| 3     | Фасад ЛДСП             | 536           | 610    | 16      | 1                    |
| 4     | Задняя стенка ЛДСП     | 552           | 630    | 8       | 1                    |
| 5     | Дно тумбы              | 508           | 558    | 16      | 1                    |
| 6     | Прогон СП 11           | 540           |        |         | 2                    |
| 7     | Прогон СП 12           | 540           |        |         | 2                    |

### Комплектующие

| п/п | Наименование                | Кол-во на изделие, шт. |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 1   | Смеситель                   | 1                      |
| 2   | Сифон                       | 1                      |
| 3   | Опора регулируемая          | 4                      |
| 4   | Петля четырехшарнирная      | 2                      |
| 5   | Проставка под петлю         | 2                      |
| 6   | Ручка 96 мм                 | 1                      |
| 7   | Винт М4х20                  | 2                      |
| 8   | Уголок крепления столешницы | 4                      |
| 9   | Саморез с прессшайбой 4х19  | 8                      |
| 10  | Саморез потай 4х16          | 4                      |
| 11  | Саморез потай 4х20          | 4                      |
| 12  | Ограничитель двери          | 1                      |
| 13  | Саморез потай 3х20          | 1                      |
| 14  | Ключ шестигранный 4 мм      | 1                      |

### ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.21  
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт

Стол-тумба под мойку МК-Л-01



### **Назначение изделия:**

Стол-тумба под мойку МК -Л-01 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 600

Глубина 600 Высота

820 Масса не более

32 кг

#### **Стол-тумба с мойкой:**

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнение каркаса:

Боковые стенки: правая ЛДСП 16 мм цвет светло-серый,

левая ЛДСП 8 мм цвет светло-серый

Задняя стенка: ЛДСП 8 мм цвет светло-серый Фасад:

ЛДСП 16 мм цвет зеленый, кромка ПВХ 2 мм.

Столешница: ЛДСП 28 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком

0,6мм, кромка ПВХ 2мм, в комплекте с мойкой.

Мойка врезная— нержавеющая сталь 0,8 мм, комплектуется смесителем и сифоном.

Размеры чаши — 380x330x180 мм Стол-тумба

установлен на регулируемые опоры.

**Размеры упаковки, мм: 835x650x290**

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем упаковки, м. куб. – 0,16

Вес 33 кг.

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.