

**Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»**

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ**

ПАСПОРТ

И 148 00 00 пс

1. Назначение

Набор инструментов операционный большой предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом. Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Набор предназначен для производства хирургических операций.

2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (420x200x110) мм

Масса набора не более 35 кг.

2. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Таблица

Наименование	Кол-во, шт.
Упаковочное место №1	
Зажим к/о зубчатый прямой №1	20
Зажим к/о зубчатый изогнутый №1	30
Зажим к/о 1*2 зубый зубчатый прямой №1	12
Зажим к/о 1*2 зубый зубчатый прямой №3	4
Зажим к/о типа Москит изогнутый по плоскости	10
Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине	12
Зажим с кремальерой для операционного белья	12
Зонд хирургический желобоватый с пуговкой 215 мм	1
Зонд хирургический желобоватый 170 мм	1
Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний	1
Зонд зобный с отверстием	1
Игла для спинно-мозговой пункции И 10x60	1
Игла для спинно-мозговой пункции И 12x120	1
Лопатка Буяльского для отеснения внутренностей	1
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140мм	4
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170мм	2
Ножницы тупоконечные прямые, 140мм	2

Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые	1
Ножницы с одним острым концом прямые 140 мм	2
Распатор прямой	1
Расширитель трахеотомический	1
Шпатели нейрохирургические двухсторонние с шириной рабочей части 8 мм, 15 мм	По 1
Ложки нейрохирургические острые овальные	1 компл
Упаковочное место №2	
Игла лигатурная, правая	1
Игла лигатурная, левая	1
Иглы хирургические изогнутые на 3/8 окружности с трехганным острием	
3В1 1,2*55	20
1,1*50	20
0,6*20	20
0,7*28	20
Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окружности с трехганным острием	
4В1 1,2*55	50
1,0*45	20
0,6*20	30
Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием	
4А1 1,0*45	10
0,9*36	10
0,8*32	5

Иглы хирургические изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием 4А1 0,7*50	50
0,7*45	50
0,6*30	50
0,6*20	50
Иглы хирургические изогнутая на 4/8 окружности круглым острием 4А2-0,4*22	10
Крючок хирургический однозубый костный острый	2
Крючок хирургический острый 4-х зубый №2	2
Крючок хирургический тупой 4-х зубый №2	2
Крючок хирургический тупой 4-х зубый №4	2
Крючки пластинчатые по Фарабефу (комплект из 3-х штук)	1 компл
Крючок трахеотомический острый	2
Ножницы для рассечения тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм	2
Пила проволочная витая	6
Распатор реберный с двойным изгибом левый	1
Распатор реберный с двойным изгибом левый	1
Ручки к проволочным пилам	1 пара
Троакары полостные	1 компл.
Трубки трахеотомические №1,2,3,4,5,6	По 2 шт
Долото с шестигранной ручкой желобоватое 15 мм	1
Долото с шестигранной ручкой плоское с двухсторонней заточкой 15 мм	1
Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 25 мм	1
Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой 240 мм	2
Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 240 мм	2

Зажим кишечный жесткий	2
Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу №1 малый	4
Иглодержатель сосудистый 200 мм	5
Корнцанг изогнутый	4
Корнцанг прямой	4
Щипцы для захватывания кишечной стенки	4
Щипцы кишечные окончатые для взрослых	1
Щипцы геморроидальные окончатые прямые	2
Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)	1
Щипцы кишечные окончатые для детей	1
Упаковочное место №3	
Ложка двухсторонняя острая	1
Ложки нейрохирургические острые овальные жесткие	1 компл
Нож ампутационный большой	1
Нож ампутационный малый	1
Пинцет анатомический общего назначения ПА 150*2,5	10
Пинцет анатомический общего назначения ПА 200*2,5	4
Пинцет хирургический общего назначения ПА 150*2,5	10
Пинцет хирургический общего назначения ПА 200*2,5	4
Пинцет зубчатолапчатый ПА 150*5,5	2
Скальпель брюшистый средний Сб-150*40	10
Скальпель остроконечный средний СО 150*40	2
Скальпель со сменными лезвиями (1 ручка и 10 лезвий)	2
Пинцет хирургический глазной большой прямой	1
Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №2	1
Кусачки дальгрена для взрослых	1
Ножницы реберные гильотинные	1
Держатель для захватывания и удержания костей мощный	1

Щипцы секвестральные изогнутые №2	1
Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые	1
Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые	1
Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками	1
Молоток металлический с резиновыми накладками средний	1
Упаковочное место №4	
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм	1
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм	1
Зеркало влагалищное по Дуайену №4.№5	По 1
Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками	1
Зеркало ректальное детское, 91 мм	1
Зеркало для левой доли печени	2
Зеркало печеночное 100 мм	1
Зеркало двухстороннее по Ричардсону	2
Коловорот нейрохирургический с набором фрез и сверел	1 компл
Пластина для оттеснения внутренностей	1
Пила рамочная	1
Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм	1
Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый	1
Эксплуатационная документация	
Паспорт	1

4. Сведения о приемке

Набор инструментов операционный большой соответствует ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

5. Сведения о приемке

Условия хранения 2 (С).

Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 1 месяца.

Дата консервации

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения набора – 5 лет.

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от +40°C до -50°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25°C.

Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120±4)°C в течение (45+5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение (0,5+0,1) мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре (40+5) °C в течение (15+1) мин. при полном погружении.
3. мойка в течение (0,5+0,1) мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.
6. просушивание горячим воздухом при температуре (85+2-10) °C до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2-10)°C в течение (60+5) мин.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.