

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию

ООО «Горское»

Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск,
ул. 200 лет города, д.2,
Тел: (495) 223-26-52

Мебель медицинская смотровая ММС-«Горское»

ТУ 9452-004-49894635-2010

Зав. № _____

Паспорт

Диван-банкетка ДБМ- «Горское»



Назначение изделия:

Диван-банкетка ДБМ- «Горское» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

Технические характеристики:

Конструкция Дивана-банкетки ДБМ- «Горское» выполнена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сидение и спинка, мягкие подлокотники), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей.

Габаритные размеры, мм:

Длина 1550

Ширина 500

Высота 850

Высота от пола до сиденья 450

Допустимая нагрузка: 150 кг

Масса, кг - 30

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1600x650x100

Масса (с упаковкой), кг - 32

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. – 0,1

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка дивана-банкетки ДБМ-«Горское» на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

2. Диван-банкетка ДБМ- «Горское» может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
-предотвращение попадания осадков;
-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойка боковая (левая, правая)	2
2	Связь продольная квадратная	3
3	Связь продольная круглая	1
4	Сиденье	1
5	Спинка	1
5	Подлокотник	2
6	Болт М 10x55	8
7	Саморез-шуруп 4,2x32 мм	16
8	Паспорт изделия	1

Инструкция по сборке

1. Собрать металлокаркас при помощи болтов М8x55
Прикрепить к боковым стойкам связи (2 квадратные в месте установки ложа, 1 круглую – к поперечным связям стоек боковых. 1 квадратную- в месте крепления спинки.
2. Закрепить сиденье и спинку при помощи саморезов 4,2x32 мм.
3. Закрепить подлокотники при помощи саморезов 4,2x32 мм.