

RU

Стетоскоп серии WS, модель WS-1

Профессиональный стетоскоп с односторонней головкой

Изготовлен из высококачественных материалов.

Стетоскоп WS-1 предназначен для прослушивания тонов Короткова при измерении артериального давления механическим тонометром.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование.

Противопоказания: противопоказаний не выявлено.

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Комплектация:

1. Трубка соединительная для стетоскопа, прочная литая из PVC
2. Головка для стетоскопа, легкая алюминиевая
3. Трубка бинауральная, хромированная
4. Насадки для ушей, мягкие эргономичные
5. Мембрана, высокочувствительная

Утилизация: может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № P3H 2015/3080 от 23.08.2018 г.
ISO 13485:2012; ISO 9001:2008; Соответствует директиве ЕС 93/42.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения стетоскопа. Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** и на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru или www.bwell-swiss.ru

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Дата изготовления указана в номере LOT:
номер недели, последние две цифры года.

Расшифровка символов:

+5°C
+40°C

ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничение по температуре применения +5 – +40 °C

-20°C
+70°C

ХРАНЕНИЕ

Ограничение по температуре хранения -20 – +70 °C



Сертификация CE



Производитель



Номер партии



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство