

**Открытое Акционерное Общество  
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»**

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ  
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ НИИ-«МИЗ-В»**

**ПАСПОРТ**

**И \_226 00 00 пс**

### 1. Назначение

Набор поликлинический предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом. Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Набор предназначен для перевязочных блоков сельских, районных и городских поликлиник.

### 2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (440x220x250) мм

Масса набора не более 14 кг.

### 3. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Наименование	Набор Н-226
Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубый зубчатый прямой №2	10
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1	12
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2	10
Зажим с кремальерой для операционного белья	4
Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине	10
Зажим кишечный эластичный для взрослых, изогнутый 235 мм	2
Зажим кишечный эластичный для взрослых, прямой 240 мм	2
Катетер уретральный металлический изогнутый женский №14	1
Катетер уретральный металлический изогнутый женский №17	1
Корнцанг изогнутый	5
Корнцанг прямой	4
Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые 150 мм	1
Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм	1
Ножницы для рассечения плода вертикально-изогнутые 240 мм	1
Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые 175 мм	2
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, длиной 170 мм Нтви - "МИЗ-В"	1
Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм	1
Штопор для захватывания фибромиом	1
Щипцы маточные двухзубые прямые №1 (малые)	1
Щипцы маточные двухзубые прямые №2 (большие)	1
Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)	2

Щипцы двухзубчатые острые	2
Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 14 мм, 260 мм	1
Зонд хирургический желобоватый, 170 мм	1
Зонд хирургический пуговчатый с ушком	1
Игла инъекционная многократного применения 0,6x30	1
Игла инъекционная многократного применения 0,8x40	2
Игла инъекционная многократного применения 1,0x60	1
Игла лигатурная тупая левая №3	1
Игла лигатурная тупая правая №3	1
Игла хирургическая 4В1-1,0x45	10
Игла хирургическая 4В1-1,2x55	10
Игла хирургическая 4В1-0,6x20	10
Иглодержатель сосудистый 160 мм	2
Иглодержатель сосудистый 200 мм	4
Игольник	1
Крючок хирургический четырехзубый острый №2	2
Крючок хирургический четырехзубый тупой №4	2
Перфоратор копьевидный акушерский ПКА-"М-МИЗ"	1
Пинцет анатомический общего назначения 250x2,5 ПАон-"МИЗ-В"	4
Пинцет для наложения и снятия металлических скобок	1
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150x2,5	4
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200x2,5	2
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250x2,5	4
Пластинка для оттеснения внутренностей	1
Шпатель для языка двухсторонний прямой	1
Кюретка гинекологическая острая длиной 300 мм КГО-"МИЗ-В"	1
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2 КВМо-"МИЗ-В"	1
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6 КВМо-"МИЗ-В"	1
Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №4 КУОПЯт-"МИЗ-В"	1

Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №2 КУОПЯТ-"МИЗ-В"	1
Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №6 КУОПЯТ-"МИЗ-В"	1
Зеркало влагалищное по Симсу №1	1
Зеркало влагалищное по Симсу №2	1
Зеркало влагалищное по Симсу №3	1
Зеркало влагалищное по Симсу №4	1
Зеркало влагалищное по Симсу №5	1
Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №1	1
Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №3	1
Зеркало подъемник влагалищное по Отто №2	1
Рефлектор лобный	1
Скальпель брюшистый средний СБ 150х40	2
Скальпель остроконечный средний Со 150х40	1
Шприц А-10	1
Шприц А-2	1
Щетка гигиеническая	1
Зеркало влагалищное по Дуайэну №1	1
Зеркало влагалищное по Дуайэну №2	1
Зеркало влагалищное по Дуайэну №3	1
Зеркало влагалищное по Дуайэну №4	1
Зеркало влагалищное по Дуайэну №5	1
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм	1
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм	1
Краниоклас	1
Крючок декапитационный	2
Тазик металлический медицинский почкообразный ТМП - "МИЗ-В"	1
Р-48 Ранорасшир.с кремальерой трехстворч.	1
Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну)-Щаи-"М-МИЗ"	1

#### 4. Сведения о приемке

Набор специальный корабельный соответствует  
ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.  
Дата выпуска  
Штамп ОТК

#### 5. Сведения о приемке

Условия хранения 2 (С).  
Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 1 месяца.  
Дата консервации

#### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения набора – 5 лет.

#### 7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от +40°C до -5°C и относительной влажности воздуха 60% при температуре +20°C.  
Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

#### 8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120±4)°C в течение (45+5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение (0,5+0,1) мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре (40+5) °C в течение (15+1) мин. при полном погружении.
3. мойка в течение (0,5+0,1) мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.

б. просушивание горячим воздухом при температуре (85+2-10) °C до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2-10)°C в течение (60+5) мин.

#### 9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.