

### Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница ЛДСП	1200	600	22	1
2	Задняя стенка тумбы ЛДСП	558	352	8	1
3	Задняя стенка стола ЛДСП	558	673	8	1
4	Боковая стенка тумбы в сборе ( левое и среднее крыло)	550	715	30	2
5	Боковая панель ЛДСП	562	502	8	1
6	Фасад ЛДСП	180	336	16	3
7	Бок ящика ЛДСП	140	450	16	6
8	Фронтальная и задняя стенка ящика ЛДСП	140	278	16	6
9	Дно ящика	432	292	3	3
10	Прогон СП 11	661			2
11	Стойка СП 10	715			2
12	Прогон СП 11	490			2
13	Прогон СП 11	340			4
14	Паспорт				1

### Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	6
2	Ручка 96 мм с винтом 4x40(6шт) в комплект	3
3	Саморезы с прессшайбой 4x19	20
4	Уголок крепления столешницы	10
5	Направляющая ящика	6
6	Саморез потай 4x40	24
7	Саморез потай 4x20	6
8	Саморез потай 4x16	18
9	Саморез потай 3x20	1
10	Ключ шестигранный 4 мм	1

### ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21  
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт

### Стол одготумбовый СЛТК-Л-03



### **Назначение изделия:**

Стол одностумбовый СЛТК-Л-03 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 1200

Глубина 600 Высота

750 Масса не более

39 кг

#### **Стол лабораторный:**

Стол – прямой одностумбовый для работы сидя.

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса – ЛДСП 8 мм светло-серого цвета Фасады –

ЛДСП 16мм зеленого цвета, кромка ПВХ 2мм

Столешница – ЛДСП 22 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 2мм.

Регулируемые опоры для ножек.

Тумба поставляется в разобранном виде, при установке крепится к столешнице.

Ящики на роликовых направляющих – 3шт.

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

**Размеры упаковки, мм:** 1220x630x120

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем м. куб. – 0,092;

вес 40 кг.

**Поставляется в разобранном виде кол-во мест – 1**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.